

Vlastní užítkovost (2Q. 2012 - 1Q. 2013)							
Testa: 12,8 MJ 154 g NL; 9,4 g Lys.	Přírůstek				Spek (cm)	Hloubka kotlety (mm)	% LS (Sonomark)
	Od naroz. (g)	do testu (g)	V testu (g)	hm. KT* (kg)			
Kanečci BU	746	483	1088	110,0	0,58	57,2	64,8
Prasničky BU	690	474	1002	97,2	0,58	55,2	64,7
Kanečci LA	744	497	1063	110,0	0,63	58,3	65,0
Prasničky LA	68	480	965	95,7	0,59	54,4	64,7
Kanečci Dc	714	495	998	104,4	0,66	58,5	65,0
Prasničky Dc	677	484	934	98,3	0,68	58,8	64,4
Kanečci BO	756	510	1033	108,0	0,59	63,7	66,1
Prasničky BO	717	521	960	104,2	0,55	64,6	66,3
Kanečci Bo x Dc	787	528	1159	116,0	0,51	64,2	66,8
Kanečci Dc x Pn	785	506	1164	114,3	0,62	64,0	65,6
Kanečci Bo x Pn	785	507	1145	115,5	0,59	67,0	66,2
Kanečci hybr. PN	740	509	1036	109,0	0,51	65,8	67,2

\* hmotnost na konci testu:

prasničky 140 dnů  
kanečci 147 dnů